

Datos técnicos

SU-05 OPTIMA 5.20

SU-05 OPTIMA 5.15

SU-05 OPTIMA 5.9

SU-05 OPTIMA 5.12

Longitud y anchura total de la parte superior, con barras (dimensiones para 5 secciones, reposapiés y almohadilla estándar)

2100 x 600 mm

2060 x 550 mm

Altura mínima, sin colchón

550 mm

680 mm

Altura máxima, sin colchón

1020 mm

1080 mm

Carga máxima admisible (y SWL)

460 kg (300 kg)

460 kg (275 kg o 300 kg - opción)

Reposapiés ajustables verticalmente

-90° do +25° (reposapiés de una pieza)

-90° do +30°/+45° (reposapiés de una o dos piezas)

Reposapiés ajustables horizontalmente, reposapiés estándar

180°

Ajuste del segmento de la espalda

-40° do +80°

Movimiento longitudinal del tablero

400 mm

Inclinación lateral

30°

Trendelenburg / anty-Trendelenburg

40° / 40°

Ajuste del reposacabezas

-50° do +55°

Flex / Reflux

220° / 100°

Banco lumbar

150 mm

Sección de los pies ajustable desde el mando a distancia

●

●

-

-

Bloqueo de la mesa desde el mando a distancia

●

●

○

○

Desbloqueo manual de emergencia

●

●

-

-

Tablero de fibra de carbono

●

●

○

○

Transparencia del tablero

0,25 mm Al

0,25 mm Al

0,83 mm Al

0,83 mm Al

Cubiertas de la base y de la columna hechas de fibra de carbono

●

●

-

-

Base y tapas de columna de acero inoxidable InteliProtectPlus™

○

○

●

●

Base plana perfilada tipo "T"

●

●

●

-

Base con grandes ruedas tipo "H"

-

-

-

●

Accionamiento alternativo AlterSafe™

-

-

-

○

Colchón de espuma (mFix™) [80 mm]

●

●

○

○

Colchón de poliuretano [50 mm]

-

-

●

●

Colchón de espuma (fijación de Velcro®) [80 mm]

○

○

○

○

Panel lateral pDetach™

○

○

○

○

Tableros disponibles: número de secciones

5

5

4/5

4/5

Fuente de alimentación

120/230 V ~ 50/60Hz

Grado de protección

IPX4

Alimentación por batería

24 V DC, autonomía de la batería 25 ciclos

24 V DC, autonomía de la batería 30 ciclos

Peso de la mesa

250 kg

ESTÁNDAR

●

OPCIÓN

○

FALTA

|

-

DESCRIPCIÓN:

Famed Żywiec Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 1
34-300 Żywiec
Polska

Oficina:

tel.: +48 33 866 63 75
fax: +48 33 475 58 90

export@famed.com.pl
www.famed.com.pl



Edición 238/2025/01/6. Famed Żywiec se reserva el derecho de modificar el producto y las especificaciones como parte del progreso técnico. Todos los dibujos y fotos utilizados en este material, se utilizan sólo con fines de demostración y pueden no reflejar el producto final. Las personas que aparecen en las imágenes no son profesionales de la medicina. Son modelos. Los equipos que figuran en el catálogo están destinados a ser utilizados en centros sanitarios por personas autorizadas, previa lectura de las instrucciones de uso.

